

Philips Sonicare ProResults
Testine compatte per
spazzolino Sonic

• Pacco da 2

ProResults

HX6022

Pulizia di aree particolari

Testina a scatto per spazzolino elettrico Sonicare

Le dimensioni più piccole delle testine di ricambio per spazzolino elettrico Philips Sonicare HX6022/05 consentono di raggiungere meglio le zone più difficili.

Design per prestazioni ottimali

- Setole con avviso di sostituzione per una pulizia sempre efficace

Pulizia accurata della bocca

- Design della testina per un movimento Sonic ottimale
- Setole sagomate per adattarsi alla forma naturale dei denti
- Setole con angolazione radiale per ampliare l'area destinata alla pulizia

Testina adatta a impugnature diverse

- Testina a incastro

Ottima manovrabilità per le aree difficili da raggiungere

- Testina di piccole dimensioni per la pulizia degli spazi più ristretti

PHILIPS
sonicare

In evidenza

Testina a incastro




Inserimento della testina e pulizia dell'impugnatura semplici

Setole con avviso di sostituzione

Setole con avviso di sostituzione della testina. Dopo tre mesi di normale utilizzo, le setole risultano consumate e meno efficaci. Sostituisci le testine ogni 3 mesi.

Prestazioni ottimali di pulizia



Design efficace e progettazione di precisione garantiscono una pulizia completa quando le spazzole di ricambio di Philips Sonicare vengono combinate al movimento Sonic e a modalità flessibili.

Setole sagomate



Le setole dello spazzolino elettrico Philips Sonicare sono sagomate per adattarsi alla forma naturale dei denti. Le parti in rilievo e gli avvallamenti presenti sulla setola sono progettati in modo ergonomico per seguire la forma del dente e inserirsi negli spazi interdentali per una pulizia precisa e approfondita.

Setole con angolazione radiale



L'area curva della superficie creata dalle setole con angolazione radiale mantiene il contatto con la superficie del dente e delle gengive: grazie alla rotazione, copre un'area più ampia senza aumentare le dimensioni della testina.

Testina di piccole dimensioni

Il design sagomato delle setole su una superficie inferiore pulisce accuratamente come le altre testine Sonicare e consente di raggiungere le aree problematiche segnalate dal dentista. Questo design ti consente di raggiungere i punti più difficili dove si annidano placca e macchie.

Specifiche

Peso e dimensioni

- Dimensioni della confezione di testine: 21,6 a x 7,0 l x 2,2 p cm
- Peso della confezione di testine: 0,034 Kg

Specifiche tecniche

- Tempo di funzionamento: Per risultati ottimali, si consiglia una testina nuova ogni tre mesi.
- Ricambio: Le setole perdono colore quando è necessario effettuare la sostituzione.

Articoli inclusi

- Cappuccio igienico da viaggio: 2 pz.

Facilità d'uso

- Adatto per questi modelli: FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, HydroClean, EasyClean, DiamondClean



Data di rilascio
2013-05-17

Versione: 4.0.1

EAN: 08 71010 35615 52

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com